


CAMPAÑA DE DEMOSTRACIONES DE MOLIENDA

Molienda de Laboratorio y Clasificación Granulométrica



- Micromolino Pulverisette 0
- Trituradora de mandíbulas Pulverisette 1
- Molino mortero Pulverisette 2
- Molino planetario 2 y 4 puestos Pulverisette 5
- Molino planetario 1 puesto Pulverisette 6
- Micro-molino planetario Pulverisette 7
- Nano-Molino planetario Pulverisette 7 *PremiumLine*
- Molino de discos Pulverisette 13
- Molino rápido de rotor Pulverisette 14
- Molino de cuchillas Pulverisette 15
- Molino corte universal Pulverisette 19
- Mini-Molino de bolas Pulverisette 13
- Tamizadora y microtamizadora
Analysette 3
- Dosificador Vibratorio Laborette 24
- Divisor de Muestras Laborette 27

Demo Tour
2016



Ofertas especiales

con motivo de la campaña anual de demostraciones de molienda

Mono Molino Planetario Pulverisette P-6

- Para molienda de muestras sólidas o en suspensión hasta finura coloidal.
- Mezcla y homogeneización de emulsiones y pastas.
- Aleaciones mecánicas.
- Tamaño inicial < 10 mm.
- Tamaño final aprox. 1 μ .
- Cantidad de muestra hasta 225 mml.
- Juegos de molturación: en 9 tipos de materiales (*) No incluido en el precio de oferta
- Ágata, Nitruro de Silicio, Corindón, Acero Inoxidable, Acero Templado, Oxido de Circonio y Carburo de Tunsteno.



Oferta
5.890 €

Ref.: 23706.2000.00

Molino Mortero Pulverisette P-2

Esencial para preparación de muestras en su laboratorio.

Molienda fina universal de muestras orgánicas e inorgánicas, secas o en suspensión, para control de calidad y pruebas de materiales, así como para la producción y homogeneización de pastas y cremas en laboratorio.

El PULVERISETTE 2 muele la muestra a través de la fricción, lo que significa que no hay carga térmica sobre el material a diferencia de un molino de bolas. El resultado es homogéneo y reproducible.



Oferta
4.300 €

Ref.: 23702.2000.00

Para más información rellene el [FORMULARIO ADJUNTO](#) o contacte con Atención al Cliente: 902 20 30 80 izasascientific.com www.izasascientific.com

Oferta válida hasta el 30/06/2016 salvo error tipográfico o fin de existencias. No acumulable con otras ofertas. IVA no incluido. Juegos de molturación, disponibles en diferentes materiales, no incluidos

FORMULARIO Asistencia

DESEO ASISTIR

- | | | | |
|---------------|---------|------------|------------------|
| • Badajoz | 9 mayo | 9.30-14.00 | Hora aprox. |
| • Sevilla | 10 mayo | 9.30-14.00 | Hora aprox. |
| • Córdoba | 11 mayo | 9.30-14.00 | Hora aprox. |
| • Ciudad Real | 12 mayo | 9.30-14.00 | Hora aprox. |
| • Madrid | 13 mayo | 9.30-14.00 | Hora aprox. |

Si no puede acudir al lugar de la demo, nosotros nos desplazamos hasta su centro de trabajo

TIPO DE MUESTRA

.....

DATOS PERSONALES

Nombre

Apellidos

Empresa

Departamento

Cargo

Tfno.:

e-mail



Demo Tour 2016

Badajoz 9 mayo
Sevilla 10 mayo
Córdoba 11 mayo
Ciudad Real 12 mayo
Madrid 13 mayo



Fax: envíenos el formulario por fax al 902 20 30 81
izasa@izasascientific.com

Tel. 902 20 30 80

Las inscripciones se confirmarán telefónicamente